



CON IL PATROCINIO DEL



**GRUPPO CULTURALE E SPORTIVO
AMICI DI COCQUIO (ETS-APS)**

**Comune di
Cocquio Trevisago**

Attività di screening sierologico salivare

NOTE INFORMATIVE ALLA VOLONTARIA ESECUZIONE DI TEST RAPIDO ANTIGENE COVID-19

Il Test Rapido Antigene COVID-19 è un test immunologico a scorrimento laterale per l'individuazione qualitativa di antigeni del nucleocapside di SARS-CoV-2 su tampone orofaringeo. I risultati identificano l'antigene del nucleocapside di SARS-CoV-2. Risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria una correlazione clinica e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. I risultati devono essere valutati clinicamente (es. medico curante) e confermati da indagine diretta (tampone molecolare). I risultati positivi non escludono l'infezione batterica o co-infezioni da altri virus. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non dovrebbero essere usati come unica base per la terapia, gestione del paziente e controllo dell'infezione. I risultati negativi devono essere valutati contestualmente ad esposizioni recenti, anamnesi del paziente ed in presenza di segni clinici e sintomi compatibili con il COVID-19, oltre ad essere confermati da un test molecolare, se necessario per la gestione del paziente. Attualmente i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione; anche i soggetti infetti asintomatici possono essere una fonte di infezione.

PRELIEVO DEL CAMPIONE SALIVARE DA PARTE DI PERSONALE SANITARIO: Il personale sanitario procederà ad inserire il tampone nella zona della faringe posteriore e delle tonsille. Sarà strisciato il tampone sia sui pilastri tonsillari che sull'orofaringe posteriore evitando di toccare lingua, denti e gengive. Il procedimento è generalmente indolore



INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI (Interpretare i risultati del test a 15 minuti. Non leggere i risultati dopo 20 minuti)

Positivo: Compaiono due linee. Una linea colorata dovrebbe comparire nella zona di controllo (C) e un'altra adiacente, nella zona del test (T). Positivo alla presenza di antigene del nucleocapside di SARS-CoV-2. I risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali ma è necessaria una correlazione clinica con l'anamnesi del paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. Risultati positivi non escludono infezione batterica o co-infezione da altri virus. L'agente individuato può non essere la causa determinante della malattia.

Negativo: compare una linea colorata nella zona di controllo (C). Non compare nessuna linea nella zona del test (T). I risultati negativi sono solo presunti. Risultati del test negativi non escludono l'infezione e non dovrebbero essere usati come unica base per il trattamento o altre decisioni che riguardano la gestione del

paziente, incluse quelle di controllo dell'infezione. Si raccomanda la successiva valutazione clinica e conferma di questi risultati con un metodo di test molecolare, se necessario, per la gestione del paziente.

Nulla: non compare la linea di controllo. Le ragioni più probabili per la mancata comparsa della linea di controllo sono un volume insufficiente di campione o tecniche procedurali scorrette.



IMPORTANTI NOTE INFORMATIVE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL TEST

Il Test Rapido Antigene COVID-19 si limita a fornire un'individuazione qualitativa. L'intensità della linea del test non è necessariamente correlata alla concentrazione dell'antigene nei campioni. • Un risultato negativo non preclude l'infezione da SARS-CoV-2 e non dovrebbe essere usato come unica base per decisioni sulla gestione del paziente. • Un medico deve interpretare i risultati unitamente all'anamnesi del paziente, riscontri fisici e altre procedure diagnostiche.